

ACID+

Kyslý dezinfekčno - regeneračný prostriedok pre katexové živice pH-STAB 2.0 v zariadení Stabymatic

Kyslý dezinfekčný regeneračný prostriedok Acid+ sa používa na regeneráciu a kyslú sanitáciu pre katexové živice pH-STAB 2.0 v zariadení Stabymatic; jeho pôsobenie je založené na výmene iónov H+ spôsobenej aktívnymi sulfónovými skupinami živice. Mal by sa použiť po každom výmennom cykle s pH-STAB 2.0 na regeneráciu živice a na jej opätovné uvedenie do stavu výmeny iónov H+ s vínom. Špeciálna kyselina sírová má lepšie regeneračné účinky vďaka zlepšeniu výmeny kationov medzi katexovými guľičkami a roztokom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikálny vzhľad: viskózna kvapalina pH (1% roztok):
1,3 ± 0,3

Relatívna hustota pri 20 ° C: 1,3 ± 0,2

Uvedené chemicko-fyzikálne vlastnosti predstavujú typické údaje o produkte získané z analýzy vykonanej na ňom. Tieto údaje nie sú špecifikáciou. Po 5 kyslých regeneráciách odporúčame alkalické premytie Alca-.

ZLOŽENIE

Kyselina sírová

NÁVOD NA POUŽITIE

Vo vodnom roztoku v recirkulácii pri použití zariadenia Stabymatic. Podrobné informácie v návode každého modelu Stabymatic. Pred prvým použitím Vás profesionálne zaškoolíme.

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a tepla.

BALENIE

25kg bandaska

1200kg IBC nádrž

KÓD	3401	3492
BALENIE	C25	BIG1200

PROFIVIN, s. r. o.

Beckovská 32, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930
e-mail: obchod@profivin.sk
web: www.profivin.sk
IČO: 43980881, IČ DPH: SK 2022560661
IBAN: SK28 0900 0000 000 274648306
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka 19928/R

PROFIVIN CZECH s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, CZ – 602 00 Brno
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930
e-mail: obchod@profivin.cz, enolog@profivin.cz
web: www.profivin.cz
IČO: 09548335, IČ DPH: CZ09548335

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka č. 83400